

Nombre genérico:

# Set Oftalmoscopio Retinoscopio Recargable

Modelo:

## BXa-RX-RCII

### Descripción del Producto

#### Sistematización:

##### Oftalmoscopio BXa:

- Cabezal con mango y batería recargable.
- Rueda : De lentes correctivos.
- Indicador dióptrico: Iluminado desde el interior.
- Dial de aperturas : Estándar; Mácula; Hendidura; Escala concéntrica; Filtro libre de rojo.
- Filtros : Insertables en el eje lumínico: 4000°K y Polarizado.
- Con protector de suciedad, durante el no uso.
- Poder correctivo : 71 lentes, desde -36D a + 35D, en rueda con paso continuo de 1D.
- Iluminación : Halógena
- Incluye ampolleta de repuesto
- Dimensión : Estuche de Transporte: 85 x 245 x 45 mm
- Peso : 300 gr

##### Retinoscopio RX:

- Cabezal con mango y batería recargable.
- Campo de visión amplio y brillante.
- Filtro : Para libre de reflejos.
- Control independiente de ancho y rotación de la franja.
- Con fijación de ancho de la franja mientras rota.
- Cabezal rotatorio : Para facilitar la mejor posición para el operador.
- Rotación : Sin fin, en los 360°
- Protector de golpe en anteojos.
- Lente auxiliar : Presbicia + 2D
- Dimensión : Estuche de transporte: 115 x 295 x 45 mm
- Iluminación : Halógena
- Ampolleta de repuesto.

##### Recargador RC-II:

- Recargador doble: Modelo de sobremesa RCII, 220V.
- Capacidad de carga para dos equipos Neitz de mano. Con interruptor incorporado.



Marca:  
**NEITZ**