

Nombre genérico:

# Oftalmoscopio Directo

Modelo:

## BXa-13

### Descripción del Producto

#### Sistematización:

Cabezal con mango y dos pilas tipo "C" (medianas).

Rueda : De lentes correctivos.

Indicador dióptrico: Iluminado desde el interior.

Dial de aperturas : Estándar; Mácula; Hendidura; Escala concéntrica; Filtro libre de rojo.

Filtros : Insertables en el eje lumínico: 4000°K y Polarizado.


Con protector de suciedad, durante el no uso.

Poder correctivo : 71 lentes, desde -36D a + 35D, en rueda con paso continuo de 1D.

Iluminación : Halógena  
Incluye ampollita de repuesto

Dimensión : Estuche de Transporte: 85 x 245 x 45 mm

Peso : 300 gr



Marca:  
**NEITZ**