

Nombre genérico:

Caja de Lentes

Modelos:

BK/1W – BK/1T

Descripción del Producto:

Sistematización

Modelo BK/1W : Con tapa tipo deslizable, en color gris claro. Aplicable a la pared.
Modelo BK/1T : Con tapa tipo deslizable, en color gris claro. De escritorio.

Set de lentes y accesorios:

- 35 pares de lentes Esféricos c/u +/- 0.12 - 20D
- 17 pares de lentes Cilíndricos c/u +/- 0.25 - 6D
- 10 prismas
- 2 lentes coloreados rojo y verde
- 2 lentes planos con cross hair
- 1 oclisor
- 1 lente plano
- 1 pinhole 1,25 mm.
- 1 hendidura 1,25 mm.
- 1 cilindro de Maddox
- 1 lente opaco

Medidas : 580 x 155 x 480 mm (ancho x espesor x fondo)



Marca:

