

Nombre genérico:

# Proyector de Optotipos

Modelo:

## CP-500

### Descripción del Producto

#### Sistematización:

Proyector de Optotipos, con base de sobremesa.

Intensidad luminosa ajustable, según ambiente.

Optotipos : Niños; Letras; Ilustrados (E) y Landot (C); Números; Tests.

Máscaras : Individual; Línea Vertical y Línea Horizontal.

Rutinas programables : Memoriza 2 rutinas para 48 cartas o máscaras.

#### Rangos:

Controlado por : Remoto inalámbrico.

Total optotipos : 50 cartas + 38 máscaras.

Paso optotipo : 0,3 seg.

Proyección : 2 a 7 m.

Ampliación : 30x = 335mm x 222mm, a 5 m.

Apagado económico : Después de 5 minutos.

#### Proyección:

Alza proyección : Ajustable +/- 10°

Iluminación : Halógena, 12V/30W.

Dimensión : 33,6 x 24,8 x 23,4 cms. (L x A x Alt.)

Peso : 4,5 Kg

Alimentación : 100~240V seleccionable.



Marca:  
**SHIN-NIPPON**