

Nombre genérico:

Oftalmoscopio Binocular Indirecto

Modelo:

10a

Descripción del Producto

Sistematización:

Equipo para la observación binocular e indirecta de la retina.
Para observaciones a través de pupila pequeña, desde 2mm, sin dilatar.
Con espejo de enseñanza.
Equipo en maletín portátil, con accesorios para uso estacionario.

Estandarización:

Cabezal Oftalmoscopio Indirecto, con óptica y juego de filtros incorporados.
Con cable y conector.
Ajustes mínimos para: Angulo de iluminación; ángulo de observación; áreas iluminadas; selección de filtros.
Con montante y espejo de enseñanza incluido.

Luz : Halógena.
Transformador : Uso de sobremesa y pared.

Rangos:

Pupila mínima : 2mm de diámetro.
Ajuste PD : 54mm ~ 74mm
Tamaños de luz : 3 áreas: 19mm; 50mm y 80mm para 50mm de distancia
Filtros : UV, Azul y Red-Free.
Luz Halógena : 6V, 10W
Peso : 480 gr (sólo instrumento).

Accesorios estándares : 1 depresor esterilizable;
1 espejo de enseñanza;
1 block cartas para fondo;
Accesorios para montar a la pared
1 maletín de transporte operativo.



Marca:
NEITZ