

Nombre genérico:

Lensómetro Lectura Interna (LED)

Modelo:

LM-25

Descripción del Producto

Sistematización:

Sistema de Lectura Interna

Blanco de ajuste: Cruz y Corona

Rangos:

Potencia al vértice : +25 a -25 Dioptrías; pasos: 0,25D hasta +/-3D; 0,25D sobre +/-3D

Potencia prismática : 5 Dioptrías; 0,5D hasta 2D; 1D sobre 2D

Ejes Cilindros : 0-180°; pasos: 1°

Acomodación de lentes:

24-90 mm; pasos de 2 mm

Leva de lentes : 16 mm

Angulo de alza : 30° a 90° para fácil medición de lentes de contacto.

Ajuste en ocular : +7D a -10D

Ampolletas : 2 de 220V/15W

Peso : 4,9 Kgs.

Accesorios suministrados: 1 Cobertor

: 1 soporte lente contacto

: 1 soporte lentes bifocales

: 1 ampolleta de repuesto



Marca:
SHIN-NIPPON