

Nombre genérico:

Tonómetro Aplanático

Modelo:

Perkins Mk 2

Descripción del Producto

Sistematización:

Instrumento portátil, con instructivo, set de calibración, pilas AA y ampolleta de repuesto.

El instrumento está dotado de:

- : 1 prisma (cono) estándar Goldmann
- : 2 iluminadores fluorescentes.

Presentación : Con estuche para acomodar y transportar el instrumento y accesorios.

Rango de medición : Escala graduada 0-5 gramos
: Con divisiones de 0.2gr.
: Lectura en mmHg = grs x 10



Marca:

HS CLEMENT CLARKE
INTERNATIONAL