

Nombre genérico:

Retinoscopio

Modelo:

RX3

Descripción del Producto

Sistematización:

Retinoscopio RX-3:

Cabezal con mango y dos pilas tipo "C" (medianas).

Campo de visión amplio y brillante.

Filtro : Para libre de reflejos.

Control independiente de ancho y rotación de la franja.

Con fijación de ancho de la franja mientras rota.

Cabezal rotatorio : Para facilitar la mejor posición para el operador.

Rotación : Sin fin, en los 360°


Protector de golpe en anteojos.

Lente auxiliar : Presbicia + 2D

Dimensión : Estuche de transporte: 115 x 295 x 45 mm

Iluminación : Halógena

Ampolleta de repuesto.



Marca:
NEITZ