

Nombre genérico:

# Lensómetro Automático

Modelo:

## SLM-5000

### Descripción del Producto

#### Sistematización:

Pantalla Color de Cristal Líquido de 5,7"

Mide lentes diversos, como: Estándares; Multifocales; Progresivos; Lentes de Contacto.  
Reconocimiento automático de Lentes Progresivos.

Con base para medir Lentes de Contacto duros y blandos.

Con impresora térmica incorporada.

#### Rangos:

Esferas : Desde -25D a +25D, pasos: 0,01; 0,12; 0,25

Cilindros : Desde 0 a +/-10D, pasos: 0,01; 0,12; 0,25

Ejes : 0-180°; pasos: 1°

#### Acomodación de lentes

Lentes sin procesar : hasta de 90 mm; estándares, multifocales; progresivos.

Lentes : con monturas, de contacto duros y blandos

Alimentación : 100V a 240V 50/60Hz

Peso : Aprox. 5,2 Kg

Accesorios suministrados: Base para lentes de contacto; Papel térmico; Cubierta para el polvo.



Marca:  
**SHIN-NIPPON**