



www.cathas.cl

Nombre genérico:

Queratómetro

Modelo:

SO-21

Descripción del Producto

Sistematización

En el Queratómetro SO-21 se ha eliminado el uso de ampollitas, incorporándole una fuente de iluminación LED (Light Emitting Diode).

Así, para su alimentación se utiliza un adaptador AC (DC 12V 600 mA).

Amplificaciones:

Objetivo : 1,27x

Ocular : 15x

Total amplificación : 19x

Escalas:

Radio de Curvatura Corneal : 6,5 a 9,4 mm (pasos 0.025 mm)

Potencia Refractiva Corneal : 52 a 36 D: (pasos: 0.25D)

Eje Astigmatismo Corneal : 0 a 180° (5 pasos).

Lectura:

Sistema de lectura externa.

Iluminación : LED (Light emitting Diode).

Dimensiones:

Tamaño : 33 x 35,5 x 46,5 cm (A x L x Alt.)

Mentonera : 80 mm

Peso : 15 Kg.



Marca:
SHIN-NIPPON